

YSO 38% SOFT CONTACT LENS

CONTENTS:

sterile hydrophilic contact lens for monthly disposable in buffer saline solution either alone, or containing Sodium Hyaluronate and Trehalose, or PMB wetting agent.

KANDUNGAN:

kanta sentuh hidrofilik steril untuk pemakaian bulanan atau pakai buang harian dalam larutan garam penimbal sama ada secara bersendirian, atau mengandungi agen pembasah Sodium Hyaluronate dan Trehalose, atau PMB.

CAUTION:

Consult your eye care practitioner for lens wearing and care instruction.

AMARAN:

Merujuk kepada pengamal penjagaan anda untuk penggunaan dan penjagaan kanta lekak.

INSTRUCTIONS FOR CONTACT LENS WEARER:

- 1.The lens is to be dispensed to individual prescriptions only. Use the lens as instructed by your optician. Consult your practitioner on a regular basis for advice on recommended changes.
- 2.Wash and dry your hands accurately before inserting or removing the contact lens.
3. The monthly disposable lens is to be cleaned, rinsed and disinfected each time it is removed from the patient's eye and discarded after the recommended wearing period prescribed by the eye care practitioner. Do not sleep in contact lens.
- 4.Do not use the contact lens after the date printed on the lens-pack. Do not use lens from damaged lens-packs.
- 5.Never use contact lens when experiencing eye dryness, eye inflammation or eye disease. Please remove the contact lens and contact your optician immediately if you experience eye discomfort or any other problem after inserting your contact lens.

ARAHAN PENGGUNAAN KANTA LEKAP:

- 1.Kanta lekak ini adalah untuk kegunaan peribadi sahaja. Sila dapatkan arahan dan nasihat dari pakar optik anda mengenai penggunaan kanta lekak dari semasa ke semasa.
- 2.Bersihkan tangan dengan sebetulnya sebelum memakai atau menanggalkan kanta lekak berkenaan.
- 3.Kanta lekak kegunaan harian semestinya dibersihkan dan dibasmi kuman setiap kali ia ditanggalkan dari mata dan buang kanta lekak selepas tarikh luput penggunaan yang dinasihatkan oleh pakar optik. Dilarang memakai kanta lekak semasa waktu tidur.
- 4.Dilarang menggunakan kanta lekak berkenaan selepas tarikh luput yang dipaparkan diatas kotak atau dalam keadaan rosak bungkusannya.
- 5.Dilarang menggunakan kanta lekak sekiranya ada masalah kering, radang atau penyakit mata. Tanggalkan kanta lekak sekiranya anda mengalami ketidak selesaan mata, atau apa-apa masalah selepas penggunaan kanta lekak tersebut.

