

**YOUR EYES ARE PRECIOUS**  
Please read about your new contact lenses'  
Instruction for use

**IMPORTANT**

**DESCRIPTION**

UV-1 is manufactured in a lathe cut process and available to correct of visual acuity for single vision by added vertex power to the lens.

This lens material is a copolymer of Silicon-containing methacrylate compound, Fluorine-containing methacrylate compound, Methyl methacrylate and Methacrylic acid cross-linked with ethylene glycol dimethacrylate. An UV absorbing compound is incorporated into the lens polymer. Further, this lens is tinted to make the lens more visible for handling.

**INTENDED USE**

Correction of vision (Daily wear or extended wear up to one week)

**INDICATIONS**

UV-1 is intended use as daily wear or extended wear to correct. This contact lens is intended use as daily wear or extended wear to correct of visual acuity in aphakic and not aphakic persons with non-diseased eyes with refractive ametropia (myopia or hyperopia).

**INSTRUCTIONS OF USE**

UV-1 is daily wear or extended wear rigid gas permeability contact lens. After removing the lens from eyes, follow the proper the guidelines of care products and to store the contact lenses in the lens case.

- Instructions for handling lenses
  1. Keep your fingernails short and smooth to avoid scratching your eye or your lenses.
  2. Always wash your hands with soap and rinse carefully before handling your lenses. Lenses may become contaminated if you do not wash your hands properly.
  3. Always handle your lenses somewhere that are well-lit and clean.
  4. Your contact lenses may become damaged depending on how you handle them.
    - Instructions for picking up and handling lenses
      1. Hold the lens gently with the index finger, middle finger and thumb. When doing so, ensure that the concave side of the lens is facing the thumb. Lenses may become deformed if they are held too tight.
      2. If the lens is dropped, wet the pad of the index finger and pick up the lens by gently sticking the tip of the finger on the lens. Lenses may become scratched, deformed or damaged if pressed hard, pinched or dragged.
    - Checking lenses
      1. Check which lens is for the right eye and which lens is for the left eye.
      2. Check if there is anything wrong with the lenses before using, such as dirt or foreign object stuck on the lens, discoloration or deformation, and damage. Do not use if the lens has any problems.
    - Inserting lenses
      1. Place the lens on the index finger of the opposite hand with the concave side facing up, and check for any problems of the lens.
      2. With the index finger and thumb of the other hand, pull the eyes wide open. Eyes may be opened wider by holding the finger on to the eyelash line.
      3. Look in the mirror so that the cornea comes to the center of the eyes. While looking at the mirror, slowly bring the lens close to the eye and gently place on top of the cornea. Do not glance upwards at this time, for the lens may not be properly positioned on the cornea.
      4. When the lens is properly placed on the cornea, slowly remove the index finger, and then remove the finger holding the lower eyelid followed by the finger holding the upper eyelid. The lens may shift or fall out if the fingers are suddenly removed and eye shut.
      5. Check in the mirror that the lens is positioned on top of the cornea, and use the hand to cover the opposite eye in order to check the vision for both right and left eyes.
      6. Follow the same procedure to insert the lens in the other eye.
  - \* If pain or foreign-object sensation is felt, remove the lens and repeat the inserting method after washing the lens.

- Removing lenses
  1. Check the position of the lens in the mirror. If the lens is displaced from the cornea always replace the lens back on the cornea by following the "instructions for fixing a displaced lens" before attempting to remove the lens.
  2. Open the eyes wider than the lens. Hold the outer corner of the eye with the index finger on the same side of the eye, and pull the corner of the eye upwards toward the ears while the eyes stay wide open. Blink and the lens will fall off. Catch the falling lens on the palm of the other hand.
    - Instruction for fixing a displaced lenses
      1. Hold a hand held mirror on the opposite side of the shifted lens. Look at the mirror with the eyes while keeping the head facing forward.
      2. Hold the corner of the eye with the index finger and secure the lens in place.
      3. Keep the eyes fixed on the mirror, and slowly move the mirror towards the opposite ear until the cornea meets the lens.
    - \* Use the same procedure for fixing the lens if it shifts towards the inner, upper, or lower corners of the eye.
      - Lens care
        1. Since protein and lipids in your tears will become attached to the surface of your contact lenses as you wear them, it is important to follow the lens care regimen for washing, rinsing, disinfecting and storing your lenses. Failure to follow the lens care regimen causes lenses to become dirty and may result in serious eye disorder or eye infection.
        2. Use lens care products consult your eye care practitioner.
        3. Use lens care products according to their accompanying booklet or instructions.
        4. When following the lens care regimen, use a plug or contact lens sink mat to prevent the lenses from being washed away.
        6. Replace your lens case roughly every one or two months. Prolonged use will result in a proliferation of bacteria due to the build-up of dirt and leading to eye disorders.

**CONTRAINDICATIONS**

1. Medical conditions  
Acute and sub-acute inflammation of the anterior eye, Eye infection, Uveitis, Reduced corneal sensitivity, Dry eye or lacrimal apparatus disease to an extent that poses a problem for wearing lenses, Eyelid disorder, Allergy to an extent that affects the wearing of lenses, Other diseases which would hinder use of contact lenses
2. Environmental conditions  
Anyone living or working in dry environments  
Anyone living or working in an environment where dust or chemicals are likely to enter the eye
3. Personal qualities  
Anyone who cannot follow the recommendations of their eye care practitioner, anyone who cannot use contact lenses properly, anyone who fails to attend regular check-ups, anyone who cannot follow the hygiene routine required to wear contact lenses, anyone who has an extremely nervous disposition

## WARNINGS

• Even when used properly, they may cause eye disorders such as the following, and if left untreated, these eye disorders may become serious or may result in loss of sight. To wear your contact lenses safely, be sure to read this Instruction for Use carefully and to follow the instructions of your eye care practitioner and the proper methods for handling contact lenses.

Example for eye disorders

- Corneal edema • Corneal ulcer
- Corneal infiltration • Corneal epithelial erosion
- Keratitis (including infectious keratitis) • Conjunctivitis (including giant papillary conjunctivitis)
- Possibility of speeding up reduction in corneal endothelial cells
- Possibility of changing the shape of the cornea
- Lenses may be damaged or become damaged. If you have inadvertently worn a lens which is damaged or otherwise faulty, or if a lens becomes damaged while you are wearing it, remove the lens immediately and consult your eye care practitioner immediately, regardless of whether you have any subjective symptoms.

## PRECAUTIONS

• Be sure to read this Instruction for Use carefully before using your contact lenses, and if you are in any doubt about the terms or information contained herein, please consult your eye care practitioner for clarification before using the lenses.

• Retain this Instruction for Use for future reference.

1. Do not wear contact lenses that are damaged
2. Do not use contact lenses past their trial period  
These lenses are daily wear soft contact lenses that must be replaced on monthly basis.
3. Do not wear contact lenses for longer than the recommended wearing period
4. Use contact lenses properly in accordance with recommended methods for handling contact lenses
5. Always attend regular contact lens check-ups
6. If you experience any problem at all, consult your eye care practitioner immediately
7. Store the contact lenses in the lens case according to the guidelines for lens care. Storing the lenses in a dry condition will lead to scratching and adhesion of dirt.
8. Avoid rubbing your eyes while wearing lenses, as this may result in scratches to your eyes or displacement of the lenses.
9. Do not mix up right and left lenses, as doing so may result in impairment of vision and discomfort.
10. Make sure you have appropriate glasses to use in case you are unable to wear your contact lenses due to the condition of your eyes or for other reasons, or after you have worn your lenses for the wearing period recommended by your eye care practitioner. Continuing to wear your contact lenses regardless may cause eye disorders or other problems.
11. Do not wear contact lenses for driving or operating machinery until you are used to them.
12. If a lens becomes decentered or falls out while you are driving or operating machinery, stop driving or operating the machinery promptly after making sure that it is safe to do so.
13. Follow the instructions of your eye care practitioner if using eye drops while wearing contact lenses.
14. Do not allow cosmetics, pharmaceuticals or other substances to come into contact with your lenses. If cosmetics (eyeliner, cleansing products, etc.) become attached to your lenses through your tears, this may result in discolouration or deterioration in the quality or the lenses, making them unusable.
15. When your eyes are exposed to strong wind (when riding a motorbike or bicycle, skiing, in strong wind, etc.), always use some kind of protection against the wind such as sunglasses or goggles. Failure to do so may result in uncomfortably dry lenses or the loss of a lens.
16. Always remove your lenses for swimming, as failure to do so may result in problems such as an eye disorder or the loss of a lens.

17. Always remember to take spare lenses and glasses with you when you go on a trip, etc. in case you lose or damage your lenses.

18. If solvents such as household detergents get in your eyes, remove your lenses immediately, and consult your eye care practitioner. In such cases, it is advisable to not rely on your own judgment in deciding to use eye drops, etc.

19. Do not use the other solvent than lens care products to care for your lenses. Also do not use a mixture of different types of lens care products, as this may result in eye disorders or cause deformation of the lenses, making them unusable.

20. When wearing contact lenses for the first time, carefully rinse the lenses with tap water before use after taking them out of its shipping case.

21. Do not use extremely hot or cold water during rinsing. And store the lenses at room temperature and do not freeze. Failure to do so may result in deformation or damage of the lens.

22. Do not apply strong pressure to the lenses, for this may result in deformation or damage of the lens.

23. If patient who had cataract surgery to do extended wear, strictly follow the instructions of your eye care practitioner.

24. Users who find it difficult to insert or remove contact lenses themselves such as children or elderly people should consult their eye care practitioner for appropriate guidance.

25. Pregnant women may experience some difficulty wearing contact lenses that were once comfortable or experience a temporary deterioration in their vision, and they should seek appropriate guidance where necessary.

26. People who suffer with allergies may be more prone to diseases of the eyes and skin than other users. And, if you have metal allergy they should seek appropriate guidance where necessary because a metal pigment is used in circular tinted area.

27. Use of contact lenses may be affected by illness, pregnancy, childbirth, use of medications, physical condition, eye conditions, and living environment. The conditions in which you wear contact lenses may also change after you have started wearing contact lenses. Always seek appropriate guidance where necessary.

## POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

—Until you are used to your lenses—

Until you are used to your lenses, you may experience symptoms such as the following. Symptoms vary from person to person but will gradually diminish as you become used to your lenses. However, if you experience acute symptoms or if symptoms persist, stop wearing your lenses and promptly consult your eye care practitioner.

- Slight discomfort
- Slightly bloodshot eyes
- Unstable vision
- Watering eyes
- Itchy eyes



SEED CO., Ltd.  
2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

**MATA ANDA BERTHARGA**  
Sila baca mengenai kanta lekap baru anda '  
Arahan untuk digunakan  
**PENTING**

---

#### **PENERANGAN**

UV-1 dibuat menggunakan proses pemotongan lathe dan digunakan untuk membetulkan penglihatan akut untuk penglihatan tunggal dengan menambah kuasa vertex kepada kanta. Bahan kanta ini adalah kopolimer sebatian metakrilat mengandungi silikon, sebatian metakrilat mengandungi flourine, Methyl metakrilat dan Asid metakrilat silang-hubung dengan ethylene glycol dimetacrylate. Sebatian penyerap UV dimasukkan ke dalam polimer kanta. Selain itu, kanta diwarnakan supaya kanta lebih dapat dilihat semasa pengendalian.

#### **TUJUAN PENGGUNAAN**

Pembetulan penglihatan (Penggunaan harian atau penggunaan berterusan selama seminggu)

#### **PETUNJUK**

UV-1 ditujukan untuk pemakaian harian atau pemakaian jangka panjang untuk pembetulan. Kanta pelekap ini bertujuan untuk penggunaan harian atau penggunaan jangka panjang untuk membetulkan penglihatan akut pada orang aphakic dan bukan aphakic dengan tiada penyakit mata dengan refractive ametropia (myopia atau hyperopia).

#### **ARAHAN PENGGUNAAN**

UV-1 adalah kanta lekap harian atau jangka panjang kanta pelekap gas kukuh kebolehtelapan. Selepas menanggalkan kanta dari mata, ikut panduan penjagaan produk dengan betul dan simpan kanta pelekap dalam bekas kanta.

##### ● **Arahan mengenai pengendalian kanta**

1. Pastikan kuku jari anda pendek dan licin untuk mengelakkan calar pada mata atau kanta anda.
2. Sentiasa cuci tangan anda dengan sabun dan bilas dengan teliti sebelum mengendalikan kanta anda. Kanta mungkin tercemar jika anda tidak mencuci tangan dengan betul.
3. Sentiasa mengendalikan kanta anda di tempat yang terang, bersih dan steril.
4. Kanta lekap anda mungkin rosak bergantung pada cara anda mengendalikannya.

##### ● **Arahan untuk mengambil dan mengendalikan kanta**

1. Pegang kanta dengan lembut menggunakan jari telunjuk, jari tengah dan ibu jari. Dengan berbuat begitu, pastikan sebelah yag cekung pada kanta tersebut mengadap ibu jari. Kanta mungkin berubah bentuk jika ia dipegang terlalu kuat.
2. Jika kanta terjatuh, basahkan tapak jari telunjuk dan ambil kanta dengan lembut lekatkan hujung jari keatas kanta. Kanta mungkin akan calar, berubah bentuk atau rosak jika ditekan kuat, dipicit atau diheret.

##### ● **Memeriksa kanta**

1. Periksa kanta yang mana untuk mata kanan dan yang mana untuk mata kiri.
2. Periksa jika ada yang tidak kena pada kanta sebelum menggunakannya, seperti kekotoran atau bendasing melekat pada kanta, warna pudar atau berubah bentuk dan rosak. Jangan gunakan kanta jika ada masalah.

##### ● **Memasukkan kanta**

1. Letakkan kanta ke jari telunjuk pada tangan sebelah dengan permukaan cekung ke atas dan periksa jika ada masalah pada kanta.
2. Dengan jari tengah tangan dan ibu jari pada tangan lagi satu, buka mata luas-luas. Mata mungkin buka lebih luas dengan memegang jari atas garis bulu mata.
3. Lihat di cermin sehingga kornea anda masuk ke tengah mata anda. Perlahan-lahan bawa kanta ke mata anda dan letakkan dengan lembut di tempatnya, semasa melihat ke cermin. Jangan melihat ke atas ketika melakukan ini, kanta tidak akan berada di kornea anda dengan betul.
4. Apabila anda meletakkan kanta dengan betul pada kornea, lepaskan perlahan jari telunjuk anda dan kemudian keluarkan jari-jari anda yang telah memegang kelopak mata anda. Kanta mungkin berubah atau terjatuh jika jari dikeluarkan secara tiba-tiba dan mata ditutup.

5. Periksa di cermin bahawa kanta berada di atas kornea anda dan gunakan tangan untuk menutup mata sebelah lagi untuk memeriksa penglihatan pada kedua mata kanan dan mata kiri.

6. Ikuti prosedur yang sama untuk mengisi kanta di mata anda yang lain.

\*Jika sakit atau benda asing sensasi dirasai, tanggalkan kanta dan ulang semula cara pemasangan selepas mencuci kanta.

##### ● **Menanggalkan kanta**

1. Periksa kedudukan kanta di cermin. Jika kanta tersasar dari kornea sentiasa menggantikan kanta semula pada kornea dengan mengikuti "arahan untuk memakai kanta tersasar" sebelum mencuba untuk menanggalkan kanta.
2. Buka mata luas dari kanta. Pegang hujung mata dengan jari telunjuk disebelah yang sama dengan mata, dan tarik sudut mata keatas kearah telinga sambil mata terbuka luas. Kerdip dan kanta akan jatuh. Ambil kanta yang jatuh letak ditapak tangan lagi satu.

##### ● **Arahan untuk memasang kanta tersasar**

1. Pegang tangan yang memegang cermin di sebelah yang berlawanan dengan kanta yang bertukar. Pandang cermin dengan tangan sambil memastikan kepala memandang ke bawah.
2. Pegang sudut mata dengan jari telunjuk dan letakkan kanta pada kedudukannya.
3. Pastikan mata tetap pada cermin, dan perlahan-lahan gerakkan cermin kearah telinga berlawanan sehingga kornea bertemu kanta.

\*Gunakan prosedur sama untuk memasang kanta jika ia bergerak kearah sudut dalam, atas, atau bawah mata.

##### ● **Penjagaan Kanta**

1. Disebabkan protin dan lipid dalam air mata akan melekat di permukaan kanta pelekap semasa anda memakainya, penting untuk mengikut penjagaan kanta regimen untuk pencucian, pembilasan, nyahkuman dan penyimpanan kanta. Kegagalan untuk mengikut penjagaan kanta regimen menyebabkan kanta menjadi kotor mengakibatkan penyakit mara yang serius dan jangkitan mata.
2. Gunakan produk penjagaan kanta berunding dengan pengamal penjagaan mata.
3. Gunakan produk penjagaan mata mengikut risalah atau arahan yang disertakan.
4. Semasa mengikut penjagaan kanta regimen, gunakan plug atau tika kanta pelekap untuk mencegah kanta daripada jatuh ke dalam pengaliran air.
5. Gantikan bekas kanta dalam lebih kurang satu atau dua bulan
6. Penggunaan yang panjang akan mengakibatkan bakteria mebiak disebabkan peningkatan kotoran dan menyebabkan penyakit mata.

#### **KONTRAINDIKASI**

##### **1. Keadaan Perubatan**

Keradangan aku dan subakut pada mata anterior, Jangkitan mata, Uveitis, Berkurangnya kepekaan kornea, Penyakit mata kering atau penyakit alat laikmal sehingga menimbulkan masalah untuk memakai kanta, Gangguan kelopak mata, Alergi sehingga mempengaruhi pemakaian kanta. Penyakit lain yang akan menghalang penggunaan kanta pelekap

##### **2. Keadaan Persekitaran**

Sesiapa yang tinggal atau bekerja di kawasan kering. Sesiapa yang tinggal atau bekerja di persekitaran di mana habuk atau bahan kimia cenderung untuk memasuki mata.

### 3. Kualiti Peribadi

Sesiapa yang tidak dapat mengikuti cadangan pengamal penjagaan mata mereka, sesiapa yang tidak dapat menggunakan kanta lekap, sesiapa yang gagal menjalani pemeriksaan berkala, sesiapa yang tidak dapat mengikuti rutin kebersihan yang diperlukan untuk memakai kanta pelekap, sesiapa yang ada keresahan yang tinggi.

#### • AMARAN

Biarpun bila menggunakannya dengan betul, ia mungkin menyebabkan penyakit mata seperti berikut, dan jika tidak dirawat, penyakit mata ini mungkin menjadi serius atau mungkin mengakibatkan kehilangan penglihatan. Untuk memakai kanta pelekap secara selamat, pastikan Arahan untuk Penggunaan ini dibaca dengan teliti dan mengikut segala arahan doktor mata dan kaedah yang betul untuk mengendalikan kanta pelekap.

Contoh penyakit mata.

- Edema kornea -Ulcer kornea
- Infiltration kornea -Epithelial erosion kornea
- Keratitis (termasuk keratitis berjangkit)
- Konjunktivitis (termasuk giant papillary konjunktivitis)
- Kemungkinan cepat kekurangan sel endothelial kornea)
- Kemungkinan perubahan bentuk kornea
- Kanta mungkin rosak atau menjadi rosak. Jika anda memakai kanta yang rosak atau jika kanta menjadi rosak semasa anda sedang memakainya, tanggalkan kanta tersebut dengan segera dan berunding dengan doktor tidak kira sama ada anda mempunyai simptom tertentu atau tidak.

#### LANGKAH BERJAGA-JAGA

- Pastikan anda membaca Arahan untuk Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan kanta pelekap, dan jika anda sangsi tentang istilah atau maklumat yang terkandung, sila berbincang dengan pengamal penjagaan mata untuk penjelasan sebelum menggunakan kanta tersebut.

**-Simpan Arahan untuk Penggunaan ini untuk rujukan.**

1. Jangan menggunakan kanta pelekap yang rosak.
2. Jangan menggunakan kanta pelekap yang telah tempoh percubaan. Kanta harian adalah kanta pelekap lembut harian yang mesti ditukar setiap hari, dan jangan menggunakannya semula kanta yang telah ditanggalkan.
3. Jangan menggunakan kanta pelekap lebih lama dari tempoh pemakaian yang disyorkan.
4. Gunakan kanta pelekap dengan betul mengikut cara pengendalian kanta pelekap yang disyorkan .
5. Sentiasa membuat pemeriksaan berkala.
6. Jika mengalami sebarang masalah berbincang dengan pengamal penjagaan mata dengan segera.
7. Sentiasa memasukkan kanta dengan pantas selepas membuka, kerana kanta mungkin tercemar.
8. Tidak menggosok mata semasa memakai kanta kerana ia menyebabkan calar kepada mata anda atau kanta lari.
9. Jangan mencampur kanan dan kiri kanta, kerana membuatnya mungkin mengakibatkan penglihatan kabur dan tidak selesa.
10. Pastikan anda mempunyai cermin mata yang sesuai untuk digunakan dalam keadaan dimana tidak boleh memakai kanta pelekap kerana sebab lain, atau selepas memakai kanta dalam tempoh yang disyorkan oleh pengamal penjagaan mata. Memakai kanta pelekap berterusan boleh menyebabkan penyakit mata atau masalah lain.
11. Jangan memakai kanta pelekap semasa memandu atau semasa mengendalikan mesin, sehingga anda biasa dengannya.
12. Jika kanta menjadi tidak menumpu atau jatuh semasa anda memandu atau mengendalikan mesin, berhenti memandu atau mengendalikan mesin segera selepas memastikan selamat berbuat begitu.
13. Ikut arahan pengamal penjagaan mata jika menggunakan titisan mata semasa memakai kanta pelekap.
14. Jangan biarkan kosmetik, farmaseutikal atau bahan lain mendekati kanta anda. Jika kosmetik (eyeliner, produk pembersihan, dll) melekat pada kanta anda melalui air mata, ia akan mengakibatkan warna berubah atau kualitinya

berkurang atau kanta menjadi tidak berguna.

15. Semasa mata anda terdedah kepada angin kuat (semasa naik motosikal atau basikal, bermain ski, semasa angin kuat dll) sentiasa menggunakan penghalang daripada angin seperti sunglass atau goggles. Ketidaktepatan mungkin mengakibatkan kanta kering tidak selesa atau kanta tidak berfungsi.

16. Sentiasa tanggalkan kanta semasa berenang, kegagalan berbuat demikian mengakibatkan masalah seperti penyakit mata atau kerosakan kanta.

17. Sentiasa ingat untuk membawa kanta dan cermin mata yang lebih bersama anda semasa pergi melancong dll kerana kemungkinan kanta anda akan rosak.

18. Jika cecair seperti pencuci kegunaan rumah termasuk dalam mata, keluarkan kanta dengan segera, bincang dengan pengamal penjagaan mata. Dalam keadaan itu dinasihatkan supaya tidak bergantung kepada keputusan sendiri untuk menggunakan titisan mata, dll.

19. Jangan menggunakan cecair selain larutan daripada produk penjagaan kanta untuk kanta anda. Juga jangan gunakan campuran berbagai jenis produk penjagaan kanta kerana ia akan mengakibatkan penyakit mata atau perubahan bentuk kanta menjadikannya tidak boleh digunakan.

20. Bila memakainya untuk kali pertama, bilas kanta dengan betul dengan air paip sebelum menggunakannya selepas mengeluarkannya dari kotak penghantaran.

21. Jangan menggunakan air yang tersangat panas atau sejuk semasa membilas. Dan simpan kanta di suhu bilik dan jangan diletakkan beku. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan perubahan bentuk atau kerosakan pada kanta

22. Jangan mengenakan tekanan yang tinggi ke atas kanta kerana ia boleh menyebabkan perubahan bentuk atau kerosakan pada kanta.

23. Jika pesakit yang melalui pembedahan katarak memerlukan pemakaian jangka panjang, patuhi arahan daripada pengamal penjagaan mata.

24. Pengguna yang mendapati susah dalam memasukkan atau mengeluarkan kanta pelekap seperti kanak-kanak atau orang tua harus berunding dengan pengamal penjagaan mata untuk panduan.

25. Perempuan mengandung mungkin mengalami kesusahan memakai kanta pelekap yang biasanya selesa dipakai penurunan sementara penglihatan dan mereka sepatutnya mendapatkan panduan sesuai apabila diperlukan.

26. Orang yang menderita kepada alahan mungkin terdedah kepada penyakit mata dan kulit daripada orang lain. Dan, jika anda ada alahan kepada logam anda harus mendapatkan panduan sesuai yang sesuai kerana pigment logam digunakan dalam kawasan tinted bulat.

27. Penggunaan kanta pelekap mungkin mempengaruhi kandungan, kelahiran bayi, penggunaan ubatan, keadaan fizikal, keadaan mata dan persekitaran dimana kanta pelekap yang dipakai mungkin bertukar setelah mula memakai kanta pelekap. Sentiasa mendapatkan panduan yang sesuai apabila perlu.

#### KEMUNGKINAN KESAN BURUK

- Sehingga anda biasa dengan kanta anda -

Sehingga anda biasa dengan kanta anda, anda mungkin mengalami simptom seperti berikut. Simptom berbeza bergantung kepada individu tetapi beransur-ansur hilang setelah anda biasa dengan kanta tersebut.

Walaupun bagaimanapun, jika anda mengalami simptom yang akut atau jika simptom berterusan, berhenti memakai kanta dengan segera berunding dengan pengamal penjagaan mata.

- Sedikit tidak selesa -Sedikit pendarahan dalam mata
- Penglihatan tidak stabil -Mata berair -Mata gatal



SEED Co., Ltd.

2-40-2 Hongo Bunkyo-ku, Tokyo, Japan